

Anticorpo Monoclonal Anti-Cd45Rb Para Wb - P08575-9

Número do item: CM0008294

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra CD45RB humano, validado para WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, FC e ELISA. Detecta especificamente a isoforma 7 da proteína tirosina fosfatase C do tipo receptor (CD45RB). Ideal para citometria de fluxo e imuno-histoquímica em aplicações diagnósticas e de pesquisa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CD45RB Rabbit mAb
Observações/Alias	LCA; LY5; B220; CD45; L-CA; T200; CD45R; GP180; IMD105; CD45RB
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	5788
GeneID	5788
Imunógeno	Proteína recombinante
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, FC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P08575-9
Peso da Proteína	135kDa
Envio	Saco de gelo