

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Cd45Rb Para Wb, If, Elisa - P08575-9

Número do item: CM0022439

introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade direcionado contra o CD45RB humano (isoforma 7 do PTPRC), adequado para WB, IF e ELISA, com reatividade cruzada com camundongo e rato. Ideal para a imun detecção do antígeno leucocitário comum.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	CD45RB Rabbit pAb
Observações/Abreviações	LCA; LY5; B220; CD45; L-CA; T200; CD45R; GP180; IMD105; CD45RB
Espécie	Humana
ID do gene (humano)	5788
ID do gene	5788
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 26-463 do CD45RB humano (XP_006711537.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
Reatividade cruzada	Humano, camundongo, rato
SWISS	P08575-9
Peso da proteína	135 kDa
Envio	Bolsa de gelo