

Anticorpo Monoclonal Anti-Cd45Ro () Para Citometria De Fluxo - P08575

Número do item: CM0004772



introdução

Anticorpo monoclonal de camundongo marcado com direcionamento ao CD45RO humano. Validado para citometria de fluxo, este anticorpo reconhece a isoforma do antígeno comum de leucócito crítica para a ativação de células T e identificação de células T de memória.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb Anti-Humano CD45RO de Camundongo
Observações/Alias	LCA; LY5; B220; CD45; L-CA; T200; CD45R; GP180; IMD105
Espécie	Humano
ID do Gene	5788
Imunógeno	Peptídeo sintético
Origem	Camundongo
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P08575
Peso da Proteína	136 kDa
Transporte	Saco de gelo