

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Cd45Ro Para Wb, Elisa - P08575-4

Número do item: CM0027496

introdução

Anticorpo policlonal de coelho Anti-CD45RO para aplicações de WB e ELISA. Reage com a isoforma do antígeno comum de leucócitos CD45RO humano (P08575-4). Ferramenta confiável para pesquisa de imunodeteção.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CD45RO pAb de Coelho
Observações/Apelido	LCA; LY5; B220; CD45; L-CA; T200; CD45R; GP180; IMD105
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	5788
GeneID	5788
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 26-416 do CD45RO humano (NP_563578.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P08575-4
Peso da Proteína	131kDa
Envio	Saco de gelo