

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Cd46 Para Wb, If/Icc, Fc, Elisa - P15529

Número do item: CM0011335



introdução

Anticorpo CD46 monoclonal recombinante de coelho para western blot, imunofluorescência, citometria de fluxo e ELISA. Tem como alvo a proteína cofator de membrana humana, um regulador do complemento e receptor de patógenos. Também é conhecido como MCP, TLX, AHUS2, MIC10, TRA2.10.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	[Validado por KD] Anti-CD46 Rabbit mAb
Observações/Alias	MCP; TLX; AHUS2; MIC10; TRA2.10
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	4179
ID do Gene	4179
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 35-328 da CD46 humana (NP_002380.3).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF/ICC, FC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P15529
Peso da Proteína	37-44kDa
Transporte	Bolsa de gelo