

## Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Cd46 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P15529

Número do item: CM0003042



### introdução

Anticorpo monoclonal de coelho de alta qualidade contra o CD46 humano (MCP). Adequado para WB, IHC-P, ELISA. Específico para humano. Útil para pesquisa em regulação do complemento, infecção viral e modulação imunológica.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro           | Valor                                                                                                      |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto     | Anticorpo Monoclonal de Coelho CD46                                                                        |
| Observações/Apelido | MCP; TLX; AHUS2; MIC10; TRA2.10; CD46                                                                      |
| Espécie             | Humano                                                                                                     |
| GeneID (Humano)     | 4179                                                                                                       |
| GeneID              | 4179                                                                                                       |
| Imunógeno           | Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 do CD46 humano (P15529). |
| Fonte               | Coelho                                                                                                     |
| Categoria           | Anticorpos Monoclonais                                                                                     |
| Aplicação           | WB, IHC-P, ELISA                                                                                           |
| Reatividade Cruzada | Humano                                                                                                     |
| SWISS               | P15529                                                                                                     |
| Peso Proteico       | 44kDa                                                                                                      |
| Envio               | Saco de Gelo                                                                                               |