

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Cd47 Para Wb, Elisa - Q61735

Número do item: CM0022949

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra CD47 de rato (proteína associada à integrina, IAP). Validado para Western blot e ELISA; reage cruzadamente com rato. Adequado para estudos de regulação imune, angiogênese e sinalização cardiovascular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CD47 Rabbit pAb
Observações/Apêndice	IAP; Itgp; 9130415E20Rik; B430305P08Rik; CD47
Espécie	Rato
GeneID (Humano)	961
GeneID	16423
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 19-135 do CD47 de rato (NP_034711.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Rato, Rato
SWISS	Q61735
Peso Proteico	33kDa
Envio	Saco de gelo