


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Cd47 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q08722

Número do item: CM0022936



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra CD47 humano (IAP, OA3, MER6), validado para WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Reage com CD47 humano, de rato e de camundongo. Adequado para estudos de adesão celular, transdução de sinal e imunorregulação.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CD47 Rabbit pAb
Observações/Apelido	IAP; OA3; MER6; CD47
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	961
GeneID	961
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 224-323 do CD47 humano (NP_001768.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q08722
Peso Proteico	35kDa
Envio	Saco de gelo