

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Cd48 Para Citometria De Fluxo E Elisa - P18181

Número do item: CM0004799



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho que visa o CD48 de camundongo (SLAMF2, BLAST-1), um regulador imune ancorado por GPI. Validado para aplicações em citometria de fluxo e ELISA. Ideal para estudar a sinalização de células T e células NK em modelos de camundongo.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CD48 Rabbit mAb
Observações/Apelido	BCM1; BLAST; Bcm-1; BLAST1; SLAMF2; Sgp-60; BLAST-1; MEM-102
Espécie	Camundongo
GeneID (Humano)	962
GeneID	12506
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 23-216 do CD48 de camundongo (NP_031675.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	P18181
Peso da Proteína	27kDa
Envio	Saco com gelo