

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Cd48 Para Wb, Fc, Elisa - P09326

Número do item: CM0009583



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho de alta qualidade direcionado contra o CD48 humano (SLAMF2). Validado para WB, FC e ELISA, com reatividade cruzada com humanos e camundongos. Ideal para pesquisas sobre sinalização de células imunes.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	mAb de coelho anti-CD48
Observações/Alíás	BCM1, BLAST, hCD48, mCD48, BLAST1, SLAMF2, MEM-102, CD48
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	962
GeneID	962
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 27-220 do CD48 humano (NP_001769.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos monoclonais
Aplicação	WB, FC, ELISA
Reatividade cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	P09326
Peso da proteína	19 kDa/27 kDa
Envio	Bolsa de gelo