


Anticorpo Monoclonal Anti-Cd5 (Conjugado) Para Cf - P06127

Número do item: CM0004159



introdução

Anticorpo monoclonal anti-CD5 humano de coelho (conjugado) validado para citometria de fluxo. Imunogeno recombinante (aa 25-371), detecta proteína de 54kDa. Específico para CD5 humano, útil em estudos de linfócitos T e B.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb anti-Humano CD5 de coelho
Observações/Alias	CD5; LEU1; T1; molécula CD5
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	921
GeneID	921
Imunogeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 25-371 do CD5 humano (NP_055022.2).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	Cf
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P06127
Peso da Proteína	54kDa
Envio	Bolsa de gelo