


Anticorpo Monoclonal Anti-Cd5 Para Citometria De Fluxo - P06127

Número do item: CM0012274



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-humano CD5 (clon) validado para citometria de fluxo. Reconhece o CD5 humano, um marcador de células T envolvido na regulação imunológica. Ideal para imunofenotipagem e estudos de células T.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb de Coelho anti-Humano CD5
Observações/Apelido	T1; LEU1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	921
ID do Gene	921
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 25-371 do CD5 humano (NP_055022.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P06127
Peso da Proteína	55kDa
Envio	Saco de gelo