


Anticorpo Monoclonal Anti-Cd5 () Para Citometria De Fluxo - P06127

Número do item: CM0007989



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-CD5 humano , validado para citometria de fluxo (FC). Tem como alvo a glicoproteína de superfície de células T CD5 (T1/Leu-1), um regulador imunológico essencial. Detecta CD5 humano, com peso molecular previsto de aproximadamente 55 kDa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb de coelho anti-CD5 humano
Observações/Apelido	T1; LEU1
Espécie	Humana
GeneID (Humano)	921
GeneID	921
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 25-371 do CD5 humano (NP_055022.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humana
SWISS	P06127
Peso da Proteína	55 kDa
Envio	Bolsa de gelo