


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Cd5 Para Fc, Elisa - P06127

Número do item: CM0009647



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho direcionado ao CD5 humano (T1/Leu-1), validado para citometria de fluxo (FC) e ELISA. Ideal para estudar a sinalização de células T, a seleção de timócitos e a biologia das células B1a. Exclusivo para uso em pesquisa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb de Coelho Anti-CD5
Observações/Apelido	T1; LEU1
Espécie	Humana
ID do Gene (Humano)	921
ID do Gene	921
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 25-371 do CD5 humano (NP_055022.2).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humana
SWISS	P06127
Peso da Proteína	55 kDa
Envio	Bolsa de gelo