


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Cd5 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P06127

Número do item: CM0011235



introdução

Anticorpo Monoclonal de Coelho Anti-CD5 de alta qualidade validado para WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Reage com CD5 humano, um receptor de superfície de células T e B1a envolvido na regulação imunológica. Ideal para pesquisa em imunologia.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CD5 mAb de Coelho
Observações/Apelido	T1; LEU1; CD5
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	921
GeneID	921
Imunógeno	Peptídeo Sintético: Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 do CD5 humano (P06127).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P06127
Peso da Proteína	55kDa
Envio	Saco de gelo