


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Cd5 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P06127

Número do item: CM0030951



introdução

Anticorpo policlonal de coelho CD5 validado para Western blot, IHC-P e ELISA. Demonstra reatividade cruzada com CD5 humano, de camundongo e rato. Ideal para estudos de sinalização de células T e interação de células B.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CD5 pAb de Coelho
Observações/Apelido	T1; LEU1; CD5
Espécie	Humano
GeneID (humano)	921
GeneID	921
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 158-371 do CD5 humano (NP_055022.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P06127
Peso Proteico	55kDa
Remessa	Saco de Gelo