


Anticorpo Monoclonal Anti-Cd50 (Icam-3) Para Fc - P32942

Número do item: CM0010846



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com contra CD50 (ICAM-3) humano para citometria de fluxo. Validado para amostras humanas. Adequado para imunofenotipagem e estudos de adesão celular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Coelho anti-Humano CD50(ICAM-3) mAb
Observações/Apelido	CD50; CDW50; ICAM-R
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	3385
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 30-114 do CD50(ICAM-3) humano (NP_002153.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P32942
Peso Proteico	60 kDa
Envio	Saco de gelo