


Anticorpo Monoclonal Anti-Cd50 (Icam-3) Para Citometria De Fluxo - P32942

Número do item: CM0009981



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra CD50 (ICAM-3) humano, clone . Validado para citometria de fluxo (FC). Imunógeno: proteína recombinante (aa 30-114). Adequado para estudos de adesão de leucócitos e interações imunológicas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb Coelho anti-Humano CD50(ICAM-3)
Observações/Apelidos	CD50; CDW50; ICAM-R
Espécie	Humano
GeneID (humano)	3385
GeneID	3385
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 30-114 do CD50(ICAM-3) humano (NP_002153.2).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P32942
Peso Proteico	60kDa
Envio	Bolsa de gelo