

Anticorpo Policloal Anti-Cd52 Para Wb - P31358

Número do item: CM0022090



introdução

Anticorpo policlonal de coelho específico para o CD52 humano (antígeno CAMPATH-1), uma glicoproteína de membrana ancorada em GPI de 7 kDa. Validado para WB, IHC-P, ELISA e apresenta reatividade cruzada com camundongo. Ideal para pesquisa em imunologia e oncologia.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CD52 Rabbit pAb
Observações/Apelido	HE5; CDW52; EDDM5; CD52
Espécie	Humano
GeneID (humano)	1043
GeneID	1043
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência entre os aminoácidos 1-61 do CD52 humano (NP_001794.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	P31358
Peso da Proteína	7kDa
Envio	Bolsa de gelo