

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Cd53 Para Wb, Elisa - P19397

Número do item: CM0018170



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade direcionado a CD53 humana (tetraspanina-25), validado para WB e ELISA. Reage de forma cruzada com camundongo. Ideal para pesquisa de sinalização de células imunológicas e células B/T.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	CD53 Rabbit pAb
Observações/Alias	MOX44; TSPAN25; CD53
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	963
ID do Gene	963
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 100-180 da CD53 humana (NP_000551.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	P19397
Peso da Proteína	24kDa
Transporte	Saco de gelo