


Anticorpo Monoclonal Anti-Cd55 () Para Citometria De Fluxo - P08174

Número do item: CM0005619



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra CD55 (DAF) humano, conjugado com . Validado para citometria de fluxo. Ideal para pesquisa de complemento e estudo do papel de CD55 na regulação imunológica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Coelho anti-Humano CD55 mAb
Observações/Alias	CR; TC; DAF; CROM; CHAPLE
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	1604
GeneID	1604
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 35-353 de CD55 humano (NP_000565.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P08174
Peso da Proteína	41kDa
Envio	Bolsa de gelo