

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Cd55 Para Wb, Elisa - Q61475

Número do item: CM0005567

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-CD55 de camundongo validado para WB e ELISA. Reconhece o CD55 (DAF) de camundongo, um inibidor do complemento ancorado por GPI que protege as células de danos do complemento. Adequado para imunodeteção em amostras de camundongo. Apoiado por fornecimento IVD completo.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CD55 Rabbit mAb
Observações/Apelido	Daf; Daf1; Daf-GPI; GPI-DAF; CD55
Espécie	Camundongo
GeneID (Humano)	1604
GeneID	13136
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 35-361 do CD55 de camundongo (NP_034146.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	Q61475
Peso da Proteína	42KDa
Envio	Saco de gelo