


Anti-Cd55 Anticorpo Monoclonal De Coelho Para Wb, Ihc-P, Elisa - P08174

Número do item: CM0003220



introdução

Anti-CD55 Anticorpo Monoclonal de Coelho validado para WB, IHC-P, ELISA em Humano. Detecta o fator de aceleração da decaimento do complemento (DAF, CD55) em 41kDa. Ideal para pesquisa de regulação do complemento e entrada viral.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CD55 mAb de Coelho
Observações/Apelido	CR; TC; DAF; CROM; CHAPLE; CD55
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	1604
GeneID	1604
Imunógeno	Peptídeo Sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 50-150 do CD55 humano (P08174).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P08174
Peso da Proteína	41kDa
Envio	Saco com gelo