


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Cd55 Para Wb, Elisa - P08174

Número do item: CM0015738



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra CD55 humano (DAF), validado para Western blot e ELISA. Adequado para amostras humanas e de rato. Ideal para investigação do sistema do complemento e estudos de entrada viral.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	pAb de Coelho contra CD55
Observações/Alias	CR; TC; DAF; CROM; CHAPLE; CD55
Espécie	Humana
GeneID (Humano)	1604
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 40-300 do CD55 humano (NP_000565.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humana, Rato
SWISS	P08174
Peso da Proteína	41 kDa
Envio	Gelo em saco