


## Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Cd55 Para Wb, If/Icc, Elisa - P08174

Número do item: CM0014520



### introdução

Anticorpo Policlonal de Coelho anti-CD55 (DAF) validado para WB, IF/ICC, ELISA em humano, camundongo e rato. Tem como alvo o fator de aceleração da decomposição do complemento, um regulador chave da imunidade inata e receptor de entrada viral.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro            | Valor                                                                                                                    |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto      | CD55 Rabbit pAb                                                                                                          |
| Observações/Apelidos | CR, TC, DAF, CROM, CHAPLE, CD55                                                                                          |
| Espécie              | Humano                                                                                                                   |
| ID do Gene (Humano)  | 1604                                                                                                                     |
| Imunógeno            | Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 40-300 da CD55 humana (NP_000565.1) |
| Origem               | Coelho                                                                                                                   |
| Categoria            | Anticorpos Policlonais                                                                                                   |
| Aplicação            | WB, IF/ICC, ELISA                                                                                                        |
| Reatividade Cruzada  | Humano, Camundongo, Rato                                                                                                 |
| SWISS                | P08174                                                                                                                   |
| Peso da Proteína     | 41kDa                                                                                                                    |
| Transporte           | Bolsa de gelo                                                                                                            |