


Anti-Cd55 Rabbit Polymab® Para Wb, Elisa - P08174

Número do item: CM0007440



introdução

CD55 (DAF) Rabbit PolymAb® validado para Western blot e ELISA; reage cruzadamente com humano e camundongo. Anticorpo monoclonal recombinante que visa o fator de aceleração da decaimento do complemento, um regulador chave da cascata do complemento e receptor de entrada viral.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CD55 Rabbit PolymAb®
Observações/Apelido	CR; TC; DAF; CROM; CHAPLE
Espécies	Camundongo/Humano
GeneID (Humano)	1604
GeneID	13136/1604
Imunógeno	Proteína recombinante de CD55 humano
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	P08174
Peso da Proteína	41kDa
Envio	Saco de gelo