

Anticorpo Monoclonal Anti-Cd56/Ncam1 Para Fc - P13591

Número do item: CM0012584



introdução

Anticorpo monoclonal recombinante de coelho contra CD56/NCAM1 humano, validado para citometria de fluxo (FC). Tem como alvo a molécula de adesão celular neural envolvida na adesão neuronal e atua como receptor de entrada viral (raiva, Zika).

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb APC de coelho anti-CD56/NCAM1 humano
Observações/Apelido	CD56; NCAM; MSK39
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	4684
GeneID	4684
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 20-413 de CD56/NCAM1 humano (NP_851996.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P13591
Peso da Proteína	95 kDa
Transporte	Bolsa de gelo