


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Cd58 (Lfa-3) Para Wb, Elisa - P19256

Número do item: CM0006559



introdução

Anticorpo monoclonal recombinante de coelho contra CD58 humano (LFA-3), validado para Western blot e ELISA. Reconhece CD58 endógeno a ~28 kDa. Adequado para estudar adesão de células T e formação de sinapse imunológica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CD58 Rabbit mAb
Observações/Apêndice	ag3; LFA3; LFA-3; CD58
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	965
ID do Gene	965
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 29-215 do CD58 humano (NP_001770.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P19256
Peso Proteico	28 kDa
Transporte	Em bolsa de gelo