


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Cd58 Para Wb, Elisa - P19256

Número do item: CM0028768



introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa o CD58/LFA-3 humano, validado para WB e ELISA. Ideal para estudos de adesão de células T, pesquisa de sinapse imunológica e desenvolvimento de ensaios para IVD. Reconhece aminoácidos 40-220.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CD58 pAb de Coelho
Observações/Apelido	ag3; LFA3; LFA-3; CD58
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	965
GeneID	965
Imunogénio	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 40-220 do CD58 humano (NP_001770.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P19256
Peso da Proteína	28kDa
Envio	Saco de gelo