


Anticorpo Policlonal Anti-Cd59 Para Wb, Elisa - P13987

Número do item: CM0013793



introdução

Anticorpo policlonal de coelho específico para CD59 humano, validado para WB e ELISA. A CD59 é uma glicoproteína ancorada por GPI que inibe a formação do MAC do complemento, um alvo chave na pesquisa de anemia hemolítica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CD59 Rabbit pAb
Observações/Alias	1F5; EJ16; EJ30; EL32; G344; MIN1; MIN2; MIN3; MIRL; HRF20; MACIF; MEM43; MIC11; MSK21; 16.3A5; HRF-20; MAC-IP; p18-20; CD59
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	966
ID do Gene	966
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 26-128 da CD59 humana (NP_001120695.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P13987
Peso da Proteína	14kDa
Envio	Bolsa de gelo