


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Cd59 Para Wb, Elisa - P13987

Número do item: CM0010989



introdução

Anticorpo monoclonal recombinante de coelho contra CD59 humano (protectina) para WB e ELISA. Adequado para estudos de regulação do complemento e desenvolvimento de ensaios diagnósticos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal de Coelho Anti-CD59
Observações/Apelido	1F5; EJ16; EJ30; EL32; G344; MIN1; MIN2; MIN3; MIRL; HRF20; MACIF; MEM43; MIC11; MSK21; 16.3A5; HRF-20; MAC-IP; p18-20; CD59
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	966
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 49-128 do CD59 humano (NP_000602.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reação Cruzada	Humano
SWISS	P13987
Peso Proteico	14kDa
Envio	Saco de Gelo