


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Cd59 Para Wb, Elisa - P13987

Número do item: CM0006851



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra CD59 humano validado para Western blot e ELISA. Direciona-se à glicoproteína CD59, inibidora do complexo de ataque à membrana do complemento, sendo adequado para pesquisa em complemento e ensaios diagnósticos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	CD59 mAb de Coelho
Observações/Apelido	1F5; EJ16; EJ30; EL32; G344; MIN1; MIN2; MIN3; M1RL; HRF20; MACIF; MEM43; MIC11; MSK21; 16.3A5; HRF-20; MAC-IP; p18-20; CD59
Espécie	Humano
GeneID (humano)	966
GeneID	966
Imunógeno	Peptídeo Sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 26-126 do CD59 humano. (NP_000602.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P13987
Peso Proteico	14 kDa
Envio	Saco de Gelo