

Anticorpo Policlonado De Coelho Anti-Cd6 Para Wb E Elisa - P30203

Número do item: CM0028918



introdução

Anticorpo policlonado de coelho de alta qualidade direcionado ao CD6 humano (TP120). Adequado para aplicações de Western blot e ELISA. Ideal para pesquisa em biologia de células T, imunologia e infecções. Reage com o CD6 humano.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CD6 Rabbit pAb
Observações/Alias	TP120; CD6
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	923
ID do Gene	923
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 424-668 do CD6 humano (NP_006716.3)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P30203
Peso da Proteína	72kDa
Envio	Saco de gelo