

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Cd62E Para Wb, If/Icc, Fc, Elisa - Q00690

Número do item: CM0011482

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra CD62E de camundongo (E-selectina), validado para WB, IF/ICC, FC e ELISA. Imunogênio recombinante direcionado aos resíduos 22-557. Reage com camundongo, 66 kDa. Ideal para pesquisas sobre adesão endotelial e tráfego de leucócitos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CD62E Rabbit mAb
Observações/Apelido	Elam; CD62E; ELAM-1; LECAM2; E-selectina
Espécie	Camundongo
ID do Gene (Humano)	6401
ID do Gene	20339
Imunogênio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 22-557 do CD62E de camundongo (NP_035475.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF/ICC, FC, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	Q00690
Peso da Proteína	66kDa
Envio	Saco de gelo