

Anticorpo Monoclonal Anti-Cd62L/L-Selectina (Apc/Ciano7) Para Citometria De Fluxo - P14151

Número do item: CM0009452



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com APC/Ciano7 contra CD62L humano (L-selectina). Validado para citometria de fluxo. Ideal para estudar o homing de linfócitos, o rolamento de leucócitos e a adesão celular em amostras humanas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	APC/Ciano7 Coelho anti-Humano CD62L/L-Selectina mAb
Observações/Apelido	TQ1; LAM1; LEU8; LNHR; LSEL; CD62L; LYAM1; PLNHR; LECAM1
Espécie	Humano
GeneID	6402
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 39-332 do CD62L/L-Selectina humano (NP_000646.3)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P14151
Peso Proteico	42kDa
Envio	Saco de gelo