

Anticorpo Policlonal Anti-Cd62L/L-Selectina Para Wb, Ihc-P, Elisa - P14151

Número do item: CM0023516



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra CD62L/L-Selectina humana, adequado para WB, IHC-P e ELISA. Reage com humano, camundongo, rato. Ideal para pesquisas sobre adesão de leucócitos e homing de linfócitos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	pAb de Coelho CD62L/L-Selectina
Observações/Apelido	TQ1; LAM1; LEU8; LNHR; LSEL; CD62L; LYAM1; PLNHR; LECAM1; CD62L/L-Selectina
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	6402
GeneID	6402
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 da CD62L/L-Selectina humana (NP_000646.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P14151
Peso da Proteína	42kDa
Envio	Saco com gelo