

Anticorpo Monoclonal Anti-CD62P/P-Selectina Para Wb, Ihc-P, Elisa - P16109

Número do item: CM0005786



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-CD62P/P-selectina de alta qualidade, validado para WB, IHC-P e ELISA em humanos, camundongos e ratos. Específico para a proteína de 91kDa, ideal para pesquisas sobre inflamação e adesão celular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb de Coelho Anti-CD62P/P-selectina
Observações/Alias	CD62; GRMP; PSEL; CD62P; GMP140; LECAM3; PADGEM; CD62P/P-selectina
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	6403
GeneID	6403
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 731-830 da CD62P/P-selectina humana (P16109)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P16109
Peso da Proteína	91kDa
Envio	Gelo reciclável (Ice bag)