

Anticorpo Policlonais Anti-Cd62P/P-Selectina Para Wb, Elisa - P16109

Número do item: CM0015517



introdução

O anticorpo policlonal de coelho anti-CD62P/P-selectina humana da CamelBio tem como alvo o domínio extracelular (aa 220-319). Adequado para WB e ELISA. Reage cruzadamente com a P-selectina humana e de camundongo (91 kDa). Apoiar a pesquisa em inflamação, trombose e adesão celular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CD62P/P-selectina pAb de coelho
Observações/Alíase	CD62; GRMP; PSEL; CD62P; GMP140; LECAM3; PADGEM; CD62P/P-selectina
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	6403
GeneID	6403
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 220-319 da CD62P/P-selectina humana (NP_002996.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	P16109
Peso Proteico	91 kDa
Envio	Bolsa de gelo