

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Cd62P/P-Selectina Para Wb, If/Icc, Elisa - P16109

Número do item: CM0007041



introdução

Este Anticorpo Monoclonal (mAb) de Coelho anti-CD62P/P-selectina é validado para WB, IF/ICC e ELISA em amostras humanas. Ele tem como alvo a P-selectina, uma molécula de adesão chave envolvida na rolagem de leucócitos e na inflamação.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb de Coelho anti-CD62P/P-selectina
Observações/Alíase	CD62; GRMP; PSEL; CD62P; GMP140; LECAM3; PADGEM; CD62P/P-selectina
Espécie	Humano
ID do Gene	6403 (Humano)
Imunógeno	Proteína recombinante correspondente a uma sequência entre os aminoácidos 42-771 da CD62P/P-selectina humana (NP_002996.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P16109
Peso da Proteína	91kDa
Transporte	Bolsa de gelo