

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Cd62P/P-Selectin Para Wb, Ihc-P, If-P, Elisa - P16109

Número do item: CM0007796



introdução

Anticorpo monoclonal recombinante de coelho contra CD62P/P-selectin humana, validado para WB, IHC-P, IF-P e ELISA. Ideal para o estudo de adesão de leucócitos e vias de sinalização da inflamação para uso em pesquisa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb de Coelho anti-CD62P/P-selectin
Observações/Apelidos	CD62; GRMP; PSEL; CD62P; GMP140; LECAM3; PADGEM
Espécie	Humana
GeneID (Humana)	6403
Imunógeno	Proteína recombinante
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humana
SWISS	P16109
Peso da Proteína	91kDa
Envio	Saco de gelo