

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Cd62P/P-Selectina Para Wb, Ihc-P, Elisa - P16109

Número do item: CM0018486



introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-CD62P/P-selectina validado para WB, IHC-P, ELISA. Reage com humano e rato. Ideal para pesquisas sobre inflamação, adesão de leucócitos e ativação plaquetária a partir da plataforma de matérias-primas para IVD da CamelBio.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	pAb de Coelho CD62P/P-selectina
Observações/Apelido	CD62; GRMP; PSEL; CD62P; GMP140; LECAM3; PADGEM
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	6403
ID do Gene	6403
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 30-200 da CD62P/P-selectina humana (NP_002996.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato
SWISS	P16109
Peso da Proteína	91kDa
Envio	Saco com gelo