


Anticorpo Monoclonal Anti-Cd63 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P08962

Número do item: CM0003142



introdução

mAb anti-CD63 de coelho validado para WB, IHC-P, ELISA. Tem como alvo o CD63 humano (granulofisina, LAMP-3), uma tetraspanina envolvida na adesão celular, sinalização e biologia de exossomos. Ideal para pesquisa em câncer e exossomos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb anti-CD63 de coelho
Observações/Alias	MLA1, ME491, LAMP-3, OMA81H, TSPAN30, CD63
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	967
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 103-203 do CD63 humano (NP_001771.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpo Monoclonal
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P08962
Peso Proteico	17kDa/23kDa/25kDa
Envio	Bolsa de gelo