


Anticorpo Policlonal Anti-Cd63 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P08962

Número do item: CM0026817



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade direcionado ao CD63 humano, adequado para Western blot, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Ideal para estudar biogênese de exossomos, melanoma e funções de tetraspaninas. Reage de forma cruzada com humano.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CD63 Coelho pAb
Observações/Apelido	MLA1; ME491; LAMP-3; OMA81H; TSPAN30; CD63
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	967
GeneID	967
Imunogênio	Proteína recombinante correspondente a uma sequência contendo os aminoácidos 103-203 do CD63 humano (NP_001771.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P08962
Peso Proteico	26kDa
Envio	Bolsa de Gelo