

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Cd64 Para Wb, Elisa - P12314

Número do item: CM0006679



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho direcionado ao CD64 humano (FcγRI), validado para aplicações em Western blot e ELISA. Receptor Fc de IgG de alta afinidade expresso seletivamente em monócitos/macrófagos, mediando ADCC.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo monoclonal de coelho anti-CD64
Observações/Apelido	CD64; FCG1; FCRI; CD64A; FCGR1; IGFR1; FcgammaRI
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	2209
Imunogênio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 16-288 do CD64 humano (NP_000557.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P12314
Peso Molecular da Proteína	45-75 kDa
Envio	Em bolsa de gelo