

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Cd64 Para Wb, If/Icc, Elisa - P12314

Número do item: CM0014078



introdução

Anticorpo policlonal de coelho receptor Fc de IgG de alta afinidade validado para WB, IF/ICC e ELISA. Detecta CD64 (FCGR1A) em humano, camundongo e rato. Adequado para imunologia, ADCC e desenvolvimento de imunoenaios diagnósticos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CD64 pAb de Coelho
Observações/Apelido	CD64; FCG1; FCRI; CD64A; FCGR1; IGFR1; FcgammaRI
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	2209
GeneID	2209
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 16-288 do CD64 humano (NP_000557.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P12314
Peso da Proteína	43kDa
Envio	Saco com gelo