

## Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Cd66A/Ceacam1 Para Wb, If-P, Ihc-P, Fc, Elisa - P31809

Número do item: CM0009489



### introdução

Anticorpo monoclonal de coelho que visa o CD66a/CEACAM1 de camundongo, validado para WB, IF-P, IHC-P, FC e ELISA, com reatividade cruzada com rato. Ideal para investigar a regulação imune, adesão celular e pesquisa de infecção por coronavírus.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro           | Valor                                                                                                                                        |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto     | CD66a/CEACAM1 mAb de Coelho                                                                                                                  |
| Observações/Apelido | Bgp; Cc1; Hv2; Bgp1; Cea1; Cea7; Hv-2; MHVR; bb-1; C-CAM; CD66a; Cea-1; Cea-7; MHVR1; Mhv-1; mCEA1; mmCGM1; mmCGM2; mmCGM1a                  |
| Espécie             | Camundongo                                                                                                                                   |
| GeneID (Humano)     | 634                                                                                                                                          |
| GeneID              | 26365                                                                                                                                        |
| Imunógeno           | Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 35-428 do CD66a/CEACAM1a de camundongo (NP_001034274.1) |
| Fonte               | Coelho                                                                                                                                       |
| Categoria           | Anticorpos Monoclonais                                                                                                                       |
| Aplicação           | WB, IF-P, IHC-P, FC, ELISA                                                                                                                   |
| Reatividade Cruzada | Camundongo, Rato                                                                                                                             |
| SWISS               | P31809                                                                                                                                       |
| Peso da Proteína    | 57kDa/50kDa/37kDa/30kDa                                                                                                                      |
| Envio               | Saco de gelo                                                                                                                                 |