

Polymab® De Coelho Anti-Cd66A/Ceacam1 Para Wb, Ihc, If, Elisa - P13688 / P31809

Número do item: CM0012791



introdução

PolymAb® de coelho direcionado a CD66a/CEACAM1 humano/murino, validado para WB, IHC, IF, ELISA. Media a adesão celular e a regulação imunológica; ideal para pesquisa em câncer e imunologia.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CD66a/CEACAM1 Rabbit PolymAb®
Observações/Apelidos	Bgp; Cc1; Hv2; Bgp1; Cea1; Cea7; Hv-2; MHVR; bb-1; C-CAM; CD66a; Cea-1; Cea-7; MHVR1; Mhv-1; mCEA1; mmCGM1; mmCGM2; mmCGM1a
Espécie	Humano/Murino
GeneID (Humano)	634
GeneID	634/26365
Imunógeno	Proteína recombinante de CD66a/CEACAM1 humano/murino
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	P13688/P31809
Peso Proteico	30kDa/37kDa/43kDa/46kDa/50kDa/57kDa
Envio	Saco de gelo