


Anticorpo Policlonal Anti-Cd66B/Ceacam8 Para Wb, If/Icc, Elisa - P31997

Número do item: CM0026483



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado ao CD66b/CEACAM8 humano (38 kDa) para Western blot, IF/ICC e ELISA. Adequado para investigação de adesão de neutrófilos e pesquisa sobre leucemia mieloide crônica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CD66b/CEACAM8 Rabbit pAb
Observações/Alias	CD67; CGM6; CD66b; NCA-95
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	1088
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 35-320 do CD66b/CEACAM8 humano (NP_001807.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P31997
Peso Molecular da Proteína	38kDa
Transporte	Bolsa de gelo