


Anticorpo Policlonal Anti-Cd66D/Ceacam3 Para Wb, Elisa - P40198

Número do item: CM0027836



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado contra CD66d/CEACAM3, um receptor de granulócitos que medeia a fagocitose de patógenos. Validado para WB e ELISA com reatividade cruzada para humano e camundongo. Ideal para pesquisa em imunidade inata.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CD66d/CEACAM3 Rabbit pAb
Observações/Alias	CEA; CGM1; W264; W282; CD66D; CD66d/CEACAM3
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	1084
ID do Gene	1084
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-135 de CD66d/CEACAM3 humano (NP_001806.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	P40198
Peso da Proteína	27kDa
Envio	Bolsa de gelo