

Anticorpo Monoclonal Anti-Cd68 Para Wb, If/Icc, Fc, Elisa - P31996

Número do item: CM0006627

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho direcionado contra CD68 de camundongo (Macrosialina). Validado para WB, IF/ICC, FC e ELISA. Reconhece uma proteína de aproximadamente 33/34 kDa. Adequado para o estudo da fagocitose, do direcionamento de macrófagos e do metabolismo lisossomal.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	mAb de coelho anti-CD68
Observações/alias	Lamp4; gp110; Scard1; CD68
Espécie	Camundongo
GeneID (humano)	968
GeneID (camundongo)	12514
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 21-291 do CD68 de camundongo (NP_001277987.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos monoclonais
Aplicação	WB, IF/ICC, FC, ELISA
Reatividade cruzada	Camundongo
SWISS	P31996
Peso da proteína	33 kDa/34 kDa
Envio	Bolsa de gelo